

MD Crft  
ALIGN

# YENİ NESİL ORTODONTİ





# Uygulamalarımız

## 3D Tarama + Essix Plak

Aligner tedavisinin sonuna geldiğimizde kullanılmasını tavsiye ettiğimiz pekiştirici plaktır. Scheu'nun 1mm Duran+ plağından basılmaktadır.



## Duran +

Aligner tedavisinde kullandığımız Scheu firmasının ürettiği yüksek teknoloji ürünü bir plak çeşididir. Tedaviyi daha efektif kılabilmek adına hekim isterse üretim aşamasında ataşman için boşluklar yada elastik bantlar için oyuklar açılabilir.



## CA Pro +

Scheu firmasının ürettiği 3 katmanlı bir Aligner plağıdır. Dışa bakan yüzeylerinde sert-elastik kabuk arasında elastomer katman bulunmaktadır. Yapılan testlerde kuvveti hastaya daha yumuşak ve düzenli olarak uyguladığı için daha konforlu bir tedavi sunmaktadır.

## Durasoft

Scheu firmasının ürettiği çift katmanlı bir plaktır. Dış kabuk sert ve rijit bir yapı sunarken iç yapı daha yumuşaktır ve kullanım açısından konforlu bir kullanım sunar.

## Yumuşak/Sert Gece Plağı(1mm - 2mm - 3mm)

Hastadan alınan ölçüyü 3 boyutlu tarayarak tam uyumlu ve hasta tercihlerine göre farklı kalınlıklarda yumuşak yada sert gece plağı temin edebilirsiniz.

## İndirect Restorasyon Plağı

Kompozit restorasyon yapmak istediğiniz vakalarınızda. Süreyi kısaltmak ve estetikle simetriyi artırmak adına sizin için içi yumuşak dışı sert ışınlanabilir restorasyon plağı hazırlayabiliriz. 3D tasarımı onayladıktan kısa bir süre sonra plaklarımız elinize ulaşır.

## Beyazlatma Plağı

Ev tipi beyazlatma yapmak istediğiniz hastalarınızda, şeffaf plaklarda beyazlatıcı madde koyabilmeniz için boşluklar oluşturabiliriz.







# Uygulamalarımız

## Canin Koruyuculu Eklem Splinti

Yanlış kapanmaya alışan alt çenenin doğru şekilde kapanmayı öğrenmesini, kasların rahatlmasını ve çenenin doğru hareketini sağlar.



## Gummy Guide

Gingivektomi sırasında daha simetrik ve hızlı bir şekilde diş etlerinin şekillendirilmesine yardımcı olan şeffaf plâgımızdır.

## Horlama Apareyi

Horlama Apareyi, uyurken hava akışını iyileştirmek için hava yolunuzu açarak horlama ve uyku apnesi semptomlarını tedavi etmeye yardımcı olan oral cihazlardır.



## CAD/CAM Yer Tutucu

Eksilen süt dişlerinin yerinin kapanmasını önlemek için , dijital olarak tasarlayıp ürettiğimiz apareyimizdir.

## CAD/CAM Lingual Retainer

Ortodontik tedavi sonrasında dişlerin relaps olmasını engelleyen ve bizim dijital olarak tasarlayıp ürettiğimiz apareyimizdir.





## Şeffaf Plak Çalışma Sistemi

Analize başlamak için gerekenler;

- > 3D tarama veya geleneksel ölçü sistemi ile ölçünün ve kapanışının alınması
- > Hastanın profil, cephe ve ağız içi fotoğraflarının alınması
- > Panoramik röntgenin alınması
- > Ağız içi diastemelerin ölçülmesi
- > Hareket istenmeyen dişlerin kron, köprü veya ankiloz olan dişlerin belirtilmesi

### ŞEFFAF PLAK ÜCRETLENDİRME

ALIGNER			GECE PLAKLARI		APAREY		RESTORASYON			CAD/CAM	
DURAN +	TEK KATMANLI	450 TL	DURASOFT	750 TL	CANIN KORUYUCULU EKLEM SPLİNTİ	2250 TL	İNDİRECT RESTORASYON	750 TL	Eklenen her diş için 350 TL	CAD/CAM RETAINER	1000 TL
CA PRO +	ÜÇ KATMANLI	500 TL	1 MM YUMUŞAK/ SERT PLAK	500 TL	HORLAMA APAREYİ	2000 TL	GUMMY GÜİDE	1500 TL		CAD/CAM YER TUTUCU	1000 TL
			2 MM YUMUŞAK/ SERT PLAK	600 TL	EXTREME SPORCU PLAĞI	1750 TL	BEYAZLATMA PLAĞI	750 TL			
			3 MM YUMUŞAK/ SERT PLAK	700 TL	SURGICAL GÜİDE	YAKINDA					

Aligner tedavilerinde çift çene vakalar için %10 indirim uygulanır

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Fiyatlar 31.01.2024 tarihine kadar geçerlidir.

## Garanti Kapsamı

- > Kontrol plakları, onaylanan tarihten itibaren hesaplanan sürenin iki katıdır.
- > Plak tedavisine başlamadan önce diş taşı, dolgu, kanal vb. tedavilerin bitmiş olması gerekmektedir.
- > Analiz ücreti tek çene için 400 TL'dir. Analiz onaylandıktan sonra bu ücret plakların ücretinden düşecektir.
- > Planlama ile ilgili elastik, mini vida vb. uygulamalar hekim tarafından bildirilmelidir.
- > Ankiloz, implant ve hareketi istenmeyen dişler tedaviye başlamadan önce belirtilmelidir.
- > Tedaviye pekiştirici plaklar dahildir. Tedavi bittikten sonra alınan ölçüye pekiştirici uygulanır.

## Tedavi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

- > Hastanın plakları günde 20-22 saat kullanımından emin olunması gerekmektedir.
- > En az 2 plakta bir plakların uyumu ağız içinde kontrol edilmelidir.
- > Her kontrol aşamasında dişlerin arasındaki kontaktların kontrol edilmesi, diş ipi geçmeyecek kadar sıkı kontaktların arası gevşetilmelidir.
- > Chewy kullanımı hastaya alışkanlık kazandırılmalıdır.

## Tedavi Bitiminde Kontrol Edilmesi Gerekenler

- > Dişler arasındaki kontaktlar kontrol edilmelidir.
- > Kapanışta erken temas olmamalıdır.
- > Tedavi sonrasında pekiştirici plak veya retainer uygulamasına önem verilmelidir.
- > Relaps olan vakalar tekrar ücretlendirilecektir.

## İletişim

Berkay TOYGAR (Kurucu - Analist) :0530 904 49 64

Emre TOYGAR (Yönetici - Pazarlama) :0505 411 14 95

crftalign@gmail.com

Adres: Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak No:5  
(DeluxiaPalace) D:31

Ataşehir/İSTANBUL